



AUTOCLAVE DE 50 LT. VERTICAL DIGITAL

MOD. LS-50HD

➤ Características:

- Estructura en acero inoxidable
- Controlador digital, pantalla LCD
- Descarga de aire frio y de vapor automáticamente
- Equipado con un controlador de presión / temperatura, el rango de ajuste de presión es de 0.07 a 0.22MPa (que corresponde a una temperatura de vapor saturada de 115 a 134 ° C).
- Equipado con un temporizador para controlar automáticamente el tiempo de esterilización.
- Equipada con una válvula de seguridad, la válvula de alivio libera automáticamente la presión cuando la presión de esterilización excede el valor máximo permitido.
- Cuando el nivel de agua es más bajo que la línea de nivel de agua especificada, el esterilizador corta automáticamente la potencia de calefacción y se activa la alarma de bajo nivel de agua.
- Protección por sobre temperatura, sobre presión, falta de agua, falla de energía, la puerta se bloquea cuando la presión es interior a 0.027MPa, con la función de bloqueo de puerta.

➤ Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Modelo | LS-50HD |
| Marca | TOBISHI |
| Capacidad | 50 L |
| Dimensiones del tanque | Ø 340*550 mm |
| Presión de trabajo | 0.22 Mpa |

| | |
|---|---|
| Máxima temperatura de trabajo | 134 °C |
| Máxima presión de trabajo | 0.23 Mpa |
| Uniformidad de temperatura | ≤ ± 1 °C |
| Temporizador de esterilización | 0 a 99 min |
| Rango de temperatura | 105 °C a 134 °C |
| Potencia | 3,000 W |
| Seguridad | Sobre presión, Sobre temperatura, falta de agua, falla de energía, la puerta se bloquea cuando la presión es inferior a 0.027MPa, con la función de bloqueo de puerta. |
| Canastillas | 2 en acero inoxidable |
| Energía | AC 220 v, 50/60 Hz |
| Dimensiones externas (W*D*H) mm | 520*500*1150 |
| Dimensiones de transporte (W*D*H) mm | 590×590×1280 |
| Peso | 88 kg |

➤ **Soporte Técnico:**

Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo en el tiempo que el manual de uso especifica a fin de obtener el óptimo rendimiento y durabilidad del equipo.

Este equipo cuenta con un mantenimiento preventivo gratuito en nuestras instalaciones de Lima dentro del tiempo de garantía. No incluye reparación y/o cambio de accesorios.

➤ **Garantía:**

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.